

Salus

BIOMEDICAL

Mais por menos para muitos



Oferecemos a mais recente inovação em tratamento de feridas por pressão negativa a fim de otimizar o ambiente para uma cura rápida e segura. Conheça os acessórios que fazem parte do kit bombas DWC Salus Biomedical.

dwc|HOME
DYNAMIC WOUND CLOSURE



Curativos em tamanho Pequeno, Médio e Grande

Reservatório com capacidade de 350 ml



dwc|HOSP
DYNAMIC WOUND CLOSURE



Curativos em tamanho Pequeno, Médio e Grande

Reservatório com capacidade de 800 ml



Kit Curativo Especificações

| | | | |
|---------------------|----------------|--------------|---------------|
| DWC HOSP | DK10SS | DK10MS | DK10LS |
| DWC HOME | DK10SD | DK10MD | DK10LD |
| | PEQUENO | MÉDIO | GRANDE |
| Esponja (mm) | 100x75x30 | 180x125x30 | 260x150x30 |
| Filme (mm) | 300x200 | 350x320 | 350x320 |
| Tubo (m) | 2 | 2 | 2 |



CARACTERÍSTICAS

Remoção de exsudato e materiais infecciosos

Continua limpeza e proteção da ferida

Aproximação das bordas da ferida

Estimula a granulação

Redução de edema



Antes da aplicação



Aplicação DWC



Cicatrização avançada após aplicação

DISTRIBUIDOR

Salus

BIOMEDICAL

Mais por menos para muitos
www.salusbiomedical.com